

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Vps16 Pour Wb Et Elisa - Q9H269

Numéro d'article: CM0020319



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-VPS16, validé pour WB et ELISA. Réagit croisé avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour l'étude du trafic endosomal, de l'autophagie et des troubles lysosomaux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	VPS16 Lapin pAb
Remarques/Alias	DYT30; hVPS16; VPS16
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	64601
GeneID	64601
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 540-839 du VPS16 humain (NP_072097.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H269
Poids moléculaire	95kDa
Expédition	Sac de glace