

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Vps18 Pour Wb Et Elisa - Q9P253

Numéro d'article: CM0003210

Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité ciblant la protéine VPS18 humaine, validé pour Western blot et ELISA. Adapté à la recherche sur le trafic endosomal, l'autophagie et la fonction lysosomiale. Réactivité par espèce : humaine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	VPS18 Rabbit mAb
Remarques / Alias	PEP3; VPS18
Espèce	Humaine
GenID (Humain)	57617
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la protéine VPS18 humaine (Q9P253)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q9P253
Poids de la protéine	110 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant