

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Vps18 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9P253

Numéro d'article: CM0023508

Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin VPS18 validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Cible la protéine 18 associée au tri des protéines vacuolaires, un composant HOPS/CORVET dans le trafic lysosomal. Idéal pour la recherche sur l'autophagie et l'endocytose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Ac pAb de Lapin VPS18
Remarques/Alias	PEP3 ; VPS18
Espèce	Humain
ID du Gène (Humain)	57617
ID du Gène	57617
Immunogène	Peptide Synthétique Un peptide synthétique de VPS18 humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9P253
Poids Moléculaire de la Protéine	110 kDa
Expédition	Sac de glace