


Anticorps Monoclonal Anti-Vps24 Pour Wb - Q9Y3E7

Numéro d'article: CM0002997



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre la protéine VPS24 (CHMP3) humaine, validé pour WB et ELISA. Détecte VPS24 humaine, de souris et de rat avec un poids moléculaire prédit de 25 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	VPS24 mAb de lapin
Remarques / Alias	NEDF; VPS24; CGI-149
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	51652
GeneID	51652
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 65-220 de la VPS24 humaine (Q9Y3E7).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y3E7
Poids de la protéine	25 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant