


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Vps25 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Brg1

Numéro d'article: CM0018127



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine VPS25 humaine (sous-unité d'ESCRT-II), validé pour WB, IF/ICC, ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude du tri endosomal et de la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	VPS25 Rabbit pAb
Remarques / Alias	DERP9; EAP20; FAP20; VPS25
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	84313
GeneID	84313
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 176 de la VPS25 humaine (NP_115729.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BRG1
Poids de la protéine	21 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant