


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Vps28 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uk41

Numéro d'article: CM0003742



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-VPS28 validé pour WB, IHC-P, ELISA. Reconnaît VPS28 humain, de souris et de rat. Idéal pour l'étude du complexe ESCRT-I dans le trafic endosomal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	VPS28 Rabbit mAb
Remarques / Alias	VPS28 ; sous-unité ESCRT-I
Espèce	Humain
GeneID (humain)	51160
GeneID	51160
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 122 et 221 de VPS28 humain (Q9UK41).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UK41
Poids de la protéine	25kDa
Expédition	Sac de glace