


Anticorps Polyclonal Anti-Vps29 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ubq0

Numéro d'article: CM0015670



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le VPS29 humain (SWISS : Q9UBQ0) pour applications WB, IF/ICC, ELISA. Validé chez l'humain, la souris, le rat. Impliqué dans le recyclage endosomal et le complexe rétromère. Idéal pour étudier les complexes rétromère et retrieveur, le tri du cargo et la transcytose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	VPS29 Rabbit pAb
Remarques/Alias	DC7 ; DC15 ; PEP11 ; VPS29
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	51699
GeneID	51699
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-186 du VPS29 humain (NP_476528.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UBQ0
Poids protéique	21 kDa
Expédition	Sac de glace