

Anticorps Polyclonal Anti-Vps33B Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9H267

Numéro d'article: CM0028872

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le VPS33B humain, adapté pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit croisée avec l'Humain et la Souris. Utile pour l'étude du trafic endosomal et de la polarité cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	VPS33B Lapin pAb
Remarques/Alias	KDIDAR; PFIC12; VPS33B
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	26276
GenelD	26276
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 348-617 du VPS33B humain (NP_061138.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9H267
Poids moléculaire	71kDa
Expédition	Sac de glace