


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Vps35 Pour Wb, Elisa - Q96Qk1

Numéro d'article: CM0012788



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la protéine VPS35 humaine, validé pour Western blot et ELISA. Réagit de manière croisée avec VPS35 humaine, de souris et de rat. Adapté pour la recherche sur le complexe rétromère et le tri endosomal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	VPS35 Rabbit mAb
Remarques / Alias	MEM3; PARK17; VPS35
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55737
GeneID	55737
Immunogène	Protéine recombinante ; protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100-200 de la VPS35 humaine (Q96QK1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96QK1
Poids de la protéine	92kDa
Expédition	Sac de glace