


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Vps35 Pour Wb, Elisa - Q96Qk1

Numéro d'article: CM0027992



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-VPS35 validé pour WB et ELISA. Cible la VPS35 humaine et de souris (92 kDa, UniProt Q96QK1). C'est une sous-unité centrale du complexe rétromère, essentielle pour le tri du cargo endosomal et liée à la maladie de Parkinson. Adapté à la recherche sur le trafic intracellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	VPS35 Rabbit pAb
Remarques / Alias	MEM3, PARK17, VPS35
Espèce	Humain
ID du gène	55737
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-250 de la VPS35 humaine (NP_060676.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q96QK1
Poids de la protéine	92kDa
Expédition	Sac isotherme