


Anticorps Polyclonal Anti-Vps37A Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nez2

Numéro d'article: CM0025488



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-VPS37A validé pour Western blot, IF/ICC et ELISA. Réagit avec la VPS37A humaine, de souris et de rat, une sous-unité du complexe ESCRT-I impliquée dans le tri endosomal et liée au cancer du foie. Idéal pour la recherche sur le trafic intracellulaire et les maladies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	VPS37A Rabbit pAb
Remarques / Alias	HCRP1; PQBP2; SPG53; VPS37A
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	137492
Identifiant du gène	137492
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 224 à 397 de la VPS37A humaine (NP_689628.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8NEZ2
Poids de la protéine	44 kDa
Expédition	Sac de glace