


Anticorps Polyclonal Anti-Vps37B Pour Wb, Elisa - Q9H9H4

Numéro d'article: CM0018888



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le VPS37B humain, validé pour WB et ELISA. Réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur le complexe ESCRT-I et le tri endosomal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	VPS37B Lapin pAb
Remarques/Alias	VPS37B
Espèce	Humain
GeneID (humain)	79720
GeneID	79720
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 60-170 du VPS37B humain (NP_078943.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H9H4
Poids Protéique	31kDa
Expédition	Sac de glace