

Anticorps Polyclonal Anti-Vps54 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9P1Q0

Numéro d'article: CM0016337

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-VPS54 validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Détecte le VPS54 humain et murin. Convient pour l'étude du transport rétrograde, de la fonction du complexe GARP et de la recherche sur les antigènes tumoraux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin VPS54
Remarques/Alias	WR ; HCC8 ; SLP-8p ; VPS54L ; hVps54L ; PPP1R164 ; VPS54
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	51542
GeneID	51542
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 420-720 du VPS54 humain (NP_001005739.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9P1Q0
Poids protéique	111 kDa
Expédition	Sac de glace