

Anticorps Polyclonal Lapin Anti-Vsig1 Pour Wb, Elisa - Q86Xk7

Numéro d'article: CM0014210

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le VSIG1/GPA34 humain, validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur les tissus cancéreux et gastro-intestinaux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	VSIG1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	GPA34; dj889N15.1; 1700062D20Rik; VSIG1
Espèce	Humain
GeneID	340547
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 50-230 du VSIG1 humain (NP_872413.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q86XK7
Poids protéique	42kDa
Expédition	Sac de glace