

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Vsnl1/Vilip-1 Pour Wb Et Elisa - P62760

Numéro d'article: CM0006468

Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre VSNL1/VILIP-1 humain (protéine 1 apparentée à la visinine), validé pour la WB et l'ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la signalisation dépendante du calcium, de la neurodégénérescence et des biomarqueurs de la maladie d'Alzheimer.

[En savoir plus](#)

Nom du produit	VSNL1/VILIP-1 mAb de lapin
Remarques/Alias	HLP3, VILIP, HPCAL3, HUVISL1, VILIP-1, VSNL1/VILIP-1
Espèce	Humain
GeneID	7447
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 2 à 191 de VSNL1/VILIP-1 humain (NP_003376.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P62760
Poids de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac de glace