

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Vsnl1/Vilip-1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P62760

Numéro d'article: CM0007595

Introduction

Anticorps monoclonal lapin dirigé contre VSNL1/VILIP-1 humain, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réaction croisée avec l'homme, la souris et le rat. Détecte une bande à 22 kDa. Utile pour la recherche en neuroscience et sur la maladie d'Alzheimer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	VSNL1/VILIP-1 Rabbit mAb
Remarques/Alias	HLP3; VILIP; HPCAL3; HUVISL1; VILIP-1; VSNL1/VILIP-1
Espèce	Humain
GeneID	7447
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 2-191 de VSNL1/VILIP-1 humain (NP_003376.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P62760
Poids de la protéine	22kDa
Expédition	Sac de glace