

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Vti1A Pour Wb, Elisa - Q96Aj9

Numéro d'article: CM0029417

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre VTI1A humain pour WB et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Adapté à la recherche sur le transport vésiculaire, les protéines SNARE et le trafic golgien - Q96AJ9

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	VTI1A Rabbit pAb
Remarques / Alias	MMDS3; MVti1; VTI1RP2; Vti1-rp2; VTI1A
Espèce	Humaine
GenelD (Humain)	143187
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-180 de VTI1A humain (NP_660207.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96AJ9
Poids de la protéine	25kDa
Expédition	Sac de glace