

Anticorps Polyclonal Anti-Vwc2L Pour Wb Et Elisa - Q505H4

Numéro d'article: CM0023001

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant VWC2L de souris (apparenté à Brorin), validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Réagit avec les protéines humaines et murines. Utile pour les études sur la neurogenèse et la minéralisation osseuse. Poids moléculaire prédit : 25 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	VWC2L Rabbit pAb
Remarques/alias	Brl; A830006F12Rik; VWC2L
Espèce	Souris
ID du gène (humain)	402117
ID du gène	320460
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 50 de VWC2L de souris (NP_796138.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris
SWISS	Q505H4
Poids de la protéine	25 kDa
Expédition	Sac réfrigérant