

## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Wapl Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q7Z5K2

Numéro d'article: CM0009092



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre WAPL humain, validé pour WB, IF/ICC, IP et ELISA. Réagit avec les protéines humaines et murines. Idéal pour l'étude de la cohésion des chromatides sœurs et de la mitose.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                               |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | WAPL mAb de lapin                                                                                                                    |
| Remarques/Alias      | FOE, WAPAL, KIAA0261, WAPL                                                                                                           |
| Espèce               | Humaine                                                                                                                              |
| GeneID (humain)      | 23063                                                                                                                                |
| GeneID               | 23063                                                                                                                                |
| Immunogène           | Peptide synthétique : peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1 à 100 de WAPL humain (Q7Z5K2) |
| Source               | Lapin                                                                                                                                |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                                                                                                                |
| Application          | WB, IF/ICC, IP, ELISA                                                                                                                |
| Réactivité croisée   | Humaine, murine                                                                                                                      |
| SWISS                | Q7Z5K2                                                                                                                               |
| Poids de la protéine | 133 kDa                                                                                                                              |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                         |