

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Wasp Pour Wb, Elisa - P42768

Numéro d'article: CM0016949



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-WASP (P42768) de haute qualité pour les applications Western blot et ELISA. Validé sur des échantillons humains ; cible le facteur favorisant la nucléation de l'actine WAS pour la recherche sur le cytosquelette et le système immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	WASP Rabbit pAb
Remarques/Alias	THC, IMD2, SCNX, THC1, WASP, WASPA
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7454
GeneID	7454
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 60-250 de la WASP humaine (NP_000368.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P42768
Poids de la protéine	53 kDa
Expédition	Sac de glace