

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Wave2/Wasf2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y6W5

Numéro d'article: CM0003195



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité spécifique au WAVE2/WASF2 humain (membre 2 de la famille des protéines du syndrome de Wiskott-Aldrich), validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur la dynamique de l'actine et les lamellipodes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	WAVE2/WASF2 mAc Lapin
Remarques/Alias	IMD2; SCAR2; WASF4; WAVE2; dj393P12.2; WAVE2/WASF2
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	10163
ID de Gène	10163
Immunogène	Peptide Synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 399-498 du WAVE2/WASF2 humain (Q9Y6W5).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y6W5
Poids Protéique	54kDa
Expédition	Sac de glace