


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Wbp11 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y2W2

Numéro d'article: CM0018754



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le WBP11 humain (protéine liant le domaine WW 11) pour Western blot, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour les études sur le mécanisme d'épissage.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	WBP11 Lapin pAb
Remarques/Alias	BUG13; FAP90; NPWBP; SIPP1; VCTRL; CFAP90; VCTERL; WBP-11; PPP1R165; WBP11
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	51729
ID de gène	51729
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y2W2
Poids moléculaire	70kDa
Expédition	Sac de glace