

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Wbp2NI Pour Wb - Q6lcg8

Numéro d'article: CM0022564

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-WBP2NL pour Western blot, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Détecte la WBP2NL (PAWP) de 32 kDa, impliquée dans la fécondation et la méiose. Q6ICG8.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	WBP2NL Lapin pAb
Remarques/Alias	PAWP; GRAMD7; WBP2NL
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	164684
GeneID	164684
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-120 de la WBP2NL humaine (NP_689826.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q6ICG8
Poids moléculaire	32kDa
Expédition	Sac de glace