


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Wbp4 Pour Wb Et Elisa - 075554

Numéro d'article: CM0021666



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre WBP4 humain (FBP21), validé pour le Western blot et l'ELISA. Présente une réactivité croisée avec le rat. Idéal pour l'étude de l'épissage des pré-ARNm et de la fonction du spliceosome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	WBP4 pAb de lapin
Remarques/Alias	FBP21 ; WBP4
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	11193
ID du gène	11193
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 376 de WBP4 humain (NP_009118.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	075554
Poids moléculaire de la protéine	43 kDa
Expédition	Sac réfrigérant