


Anticorps Polyclonal Anti-Wbscr22 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O43709

Numéro d'article: CM0030505



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le WBSR22 humain (méthyltransférase d'ARNr), validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Détecte le WBSR22 humain et de rat (~32kDa). Convient aux études sur la biogenèse des ribosomes et la régulation de la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	WBSR22 Lapin pAb
Remarques/Alias	WBMT; MERM1; PP3381; HUSSY-3; WBSR22; HASJ4442
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	114049
GenelD	114049
Immunogène	Protéine recombinante (Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-281 du WBSR22 humain (NP_059998.2))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	O43709
Poids moléculaire	32kDa
Expédition	Sac de glace