

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Wbscr27 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N6F8

Numéro d'article: CM0023976

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant WBSCR27 (METTL27). Convient pour WB, IHC-P, ELISA avec réactivité croisée chez l'humain, la souris et le rat. Enquêter sur les rôles dans le syndrome de Williams-Beuren et les voies de méthylation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	WBSCR27 Lapin pAb
Remarques/Alias	WBSCR27
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	155368
GeneID	155368
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-245 de WBSCR27 humain (NP_689772.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8N6F8
Poids Protéique	27kDa
Expédition	Sac de glace