

Anticorps Polyclonal Anti-Wdfy4 Pour Wb, Elisa - Q6Zs81

Numéro d'article: CM0028235

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre la WDFY4 humaine, adapté pour WB et ELISA. Cible la protéine 4 contenant le domaine WD répété et le domaine FYVE, essentielle pour la présentation croisée des cellules dendritiques et l'autophagie des lymphocytes B. Validé pour les échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	WDFY4 pAb de lapin
Remarques/Alias	C10orf64 ; WDFY4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	57705
GeneID	57705
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-160 de la WDFY4 humaine (NP_065996.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q6ZS81
Poids de la protéine	354 kDa
Expédition	Sachet de glace