


Anticorps Polyclonal Anti-Wdhd1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 075717

Numéro d'article: CM0013472



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-WDHD1 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Reconnaît la protéine WDHD1 humaine et de rat (126 kDa), un facteur central du réplisome idéal pour la recherche sur la réplication de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	WDHD1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	AND1; CTF4; AND-1; CHTF4; WDHD1
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	11169
GenelD	11169
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	075717
Poids de la protéine	126 kDa
Expédition	Sac de glace