

Anticorps Polyclonal Anti-Wdr1 Pour Wb Et Elisa - 075083

Numéro d'article: CM0015758



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le WDR1 humain, validé pour les applications WB et ELISA. Détecte le WDR1 endogène (66 kDa) dans des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la dynamique du cytosquelette d'actine et de la migration cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	WDR1 Lapin pAb
Remarques/Alias	AIP1; PFITS; NORI-1; HEL-S-52; WDR1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	9948
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 300-500 du WDR1 humain (NP_059830.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	075083
Poids Protéique	66kDa
Expédition	Sac de glace