


Anticorps Polyclonal Anti-Wdr11 Pour Wb, Elisa - Q9Bzh6

Numéro d'article: CM0018389



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-WDR11 validé pour le Western blot et l'ELISA. Cible la protéine humaine 11 contenant des répétitions WD, impliquée dans la signalisation Hedgehog et la ciliogenèse. Convient aux recherches en biologie du développement et sur les mécanismes pathologiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	WDR11 pAb de lapin
Remarques/Alias	DR11, HH14, SRI1, BRWD2, WDR15, WDR11
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	55717
ID du gène	55717
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 975-1224 de la protéine WDR11 humaine (NP_060587.8)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q9BZH6
Poids moléculaire de la protéine	137 kDa
Expédition	Sac de glace