


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Wdr12 Pour Wb Et Elisa - Q9GZL7

Numéro d'article: CM0017996



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le WDR12 humain (YTM1), validé pour le Western blot et l'ELISA. Idéal pour la recherche sur la biogenèse des ribosomes ; détecte une bande d'environ 48 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	WDR12 Lapin pAb
Remarques/Alias	YTM1; WDR12
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	55759
ID de Gène	55759
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-280 du WDR12 humain (NP_060726.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q9GZL7
Poids Protéique	48kDa
Expédition	Sac de glace