


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Wdr4 Pour Wb, Ihc-P, Chip, Elisa - P57081

Numéro d'article: CM0003391



Introduction

Anticorps monoclonal lapin recombinant dirigé contre le WDR4 humain (P57081), validé pour WB, IHC-P, ChIP et ELISA. Cible la sous-unité non catalytique du complexe méthyltransférase METTL1 impliqué dans la modification des ARNt/ARNm. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	WDR4 Lapin mAb
Remarques/Alias	hWH, Wuho, MIGSB, TRM82, GAMOS6, TRMT82, WDR4
Espèce	Humain
ID de Gène	10785
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 250-350 du WDR4 humain (P57081).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ChIP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P57081
Poids Protéique	45kDa
Expédition	Sac de glace