

Anticorps Polyclonal Anti-Wdr45 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y484

Numéro d'article: CM0026363



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant WDR45, une protéine clé de l'autophagie impliquée dans la formation des autophagosomes. Convient pour WB, IF/ICC et ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur l'autophagie et le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	WDR45 Lapin pAb
Remarques/Alias	JM5; NBIA4; NBIA5; WDRX1; WIPI4; WIPI-4; WDR45
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	11152
ID de Gène	11152
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 35-148 de WDR45 humain (NP_001025067.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9Y484
Poids Protéique	40kDa
Expédition	Sac de glace