


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Wdr48 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Taf3

Numéro d'article: CM0024744



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant WDR48, un régulateur des complexes déubiquitinants et de la réparation de l'ADN. Adapté pour WB, IHC-P, ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Permet la recherche sur la voie de l'ubiquitine et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	WDR48 Rabbit pAb
Remarques / Alias	P80; UAF1; Bun62; SPG60; WDR48
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	57599
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8TAF3
Poids de la protéine	76kDa
Expédition	Sachet de glace