

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Wdr5 Pour Wb, Elisa - P61964

Numéro d'article: CM0012242



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité ciblant le WDR5 humain, validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain et le rat. Idéal pour les applications de recherche épigénétique et transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	WDR5 Rabbit mAb
Remarques/Alias	BIG3; SWD3; BIG-3; CFAP89; WDR5
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	11091
ID de Gène	11091
Immunogène	Peptide Synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 235-334 du WDR5 humain (NP_060058.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Rat
SWISS	P61964
Poids Protéique	37kDa
Expédition	Sac de glace