

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Wdr5 Pour Wb Et Elisa - P61964

Numéro d'article: CM0016985



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la protéine WDR5 humaine (WD repeat-containing protein 5), adapté pour le Western blot et l'ELISA. Idéal pour la recherche sur la régulation de la chromatine et l'épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	WDR5 Rabbit pAb
Remarques / Alias	BIG3; SWD3; BIG-3; CFAP89; WDR5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	11091
GeneID	11091
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-334 de la WDR5 humaine (NP_438172.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réaction croisée	Humain
SWISS	P61964
Poids de la protéine	37kDa
Expédition	Sac de glace