

Anticorps Polyclonal Anti-Wdr6 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nnw5

Numéro d'article: CM0025461

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine WDR6 humaine, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Détecte la WDR6 endogène dans des échantillons humains et murins ; la protéine est impliquée dans la méthylation des ARNt et la régulation de l'autophagie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	WDR6 pAb lapin
Remarques / alias	Trm734; WDR6
Espèce cible	Humain
Identifiant de gène (humain)	11180
Identifiant de gène	11180
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 800-1000 de la WDR6 humaine (NP_060501.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9NNW5
Poids de la protéine	122 kDa
Expédition	Sac de glace