


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Wdr61 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Gzs3

Numéro d'article: CM0018129



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre WDR61 humain (SKIC8/REC14) pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Cible la sous-unité de 34 kDa du complexe PAF1/SKI, impliquée dans la régulation transcriptionnelle et la dégradation de l'ARN. Convient à la recherche en épigénétique et sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	WDR61 Rabbit pAb
Remarques/Alias	SKI8 ; REC14 ; WDR61
Espèce	Humaine
ID du gène	80349
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 305 de WDR61 humain (NP_079510.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9GZS3
Poids de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac réfrigérant