


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Wdr77 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bqa1

Numéro d'article: CM0025958



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le WDR77 humain, validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Convient pour la recherche sur le complexe méthyléosome et la méthylation de l'arginine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	WDR77 Lapin pAb
Remarques/Alias	p44; MEP50; MEP-50; HKMT1069; Nbla10071; p44/Mep50; WDR77
Espèce	Humain
GeneID (humain)	79084
GeneID	79084
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 153-243 du WDR77 humain (NP_077007.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BQA1
Poids moléculaire	37kDa
Expédition	Sac de glace