

Anticorps Polyclonal Anti-Wdr81 Pour Wb, Elisa - Q562E7

Numéro d'article: CM0013634

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant WDR81, un régulateur négatif de l'activité PI3K sur les membranes endosomales. Validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée pour l'humain, la souris et le rat. Soutient la recherche sur le trafic endosomal et l'autophagie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	WDR81 Rabbit pAb
Remarques/Alias	HYC3; CHMRQ; CAMRQ2; SORF-2; PPP1R166; WDR81
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	124997
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 340-620 du WDR81 humain (NP_001157281.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q562E7
Poids protéique	212 kDa
Expédition	Sac de glace