

Anticorps Monoclonal Anti-Wee1 Pour Ihc-P, Elisa - P30291

Numéro d'article: CM0007328



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre WEE1 humain, adapté à l'IHC-P et à l'ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris. Idéal pour l'étude de la régulation du point de contrôle G2/M et du contrôle du cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	WEE1 Rabbit mAb
Remarques/alias	WEE1A, WEE1hu, WEE1
Espèce	Homme
ID du gène (humain)	7465
ID du gène	7465
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de WEE1 humain (NP_003381.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P30291
Poids de la protéine	72 kDa
Expédition	Sac de glace