

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Wfdc1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Hc57

Numéro d'article: CM0021306

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant WFDC1/PS20, un inhibiteur de croissance sécrété. Convient pour WB, IF/ICC, ELISA sur des échantillons humains et murins. Idéal pour la recherche sur le cancer et les études sur les inhibiteurs de protéases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	WFDC1 Lapin pAb
Remarques/Alias	PS20 ; WFDC1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	58189
GeneID	58189
Immunogène	Protéine Recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 111-220 de WFDC1 humain (NP_067020.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9HC57
Poids Protéique	24kDa
Expédition	Sac de glace