

Anticorps Monoclonal Anti-Wfs1 Pour Wb, If-P, Elisa - O76024

Numéro d'article: CM0006356

Introduction

Cet anticorps monoclonal de lapin détecte la protéine WFS1 humaine (Wolframine) et présente une réactivité croisée avec le rat. Il est adapté pour le WB, l'IF-P et l'ELISA. Utile pour les études sur le stress du réticulum endoplasmique, la signalisation calcique et le syndrome de Wolfram.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM lapin anti-WFS1
Remarques/Alias	WFS ; WFRS ; WFSL ; CTRCT41 ; WFS1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	7466
Identifiant du gène	7466
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 70-170 de la protéine WFS1 humaine (NP_001139325.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	O76024
Poids moléculaire protéique	100 kDa
Expédition	Sac de glace