

Anticorps Polyclonal Anti-Wfs1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O76024

Numéro d'article: CM0023801

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la WFS1 humaine (Wolframine), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Détecte la WFS1 humaine, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur le stress du réticulum endoplasmique, l'homéostasie calcique et le syndrome de Wolfram.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	WFS1 pAb de lapin
Remarques/Alias	WFS; WFRS; WFSL; CTRCT41; WFS1
Espèce cible	Humain
GeneID (Humain)	7466
GeneID	7466
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-285 de la WFS1 humaine (NP_005996.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O76024
Poids de la protéine	100kDa
Expédition	Sac de glace