

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Whrn Pour Wb, Elisa - Q9P202

Numéro d'article: CM0015537



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la WHRN (whirline) humaine, applicable pour WB et ELISA. Reconnaît la protéine whirline humaine et souris. Adapté à l'étude de l'audition, de la vision et du syndrome d'Usher.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	WHRN Rabbit pAb
Remarques / Alias	WI; CIP98; USH2D; DFNB31; PDZD7B; WHRN
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	25861
Identifiant du gène	25861
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 708-907 de la WHRN humaine (NP_056219.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9P202
Poids moléculaire de la protéine	97 kDa
Expédition	Sac de glace