


Anticorps Polyclonal Anti-Wif1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y5W5

Numéro d'article: CM0013468



Introduction

WIF1 Rabbit pAb (facteur inhibiteur 1 de Wnt) est un anticorps polyclonal de lapin validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Il réagit avec la protéine WIF1 humaine, murine et de rat, un inhibiteur sécrété de la signalisation Wnt impliqué dans la segmentation du mésoderme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	WIF1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	WIF-1 ; WIF1
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	11197
ID du gène	11197
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29 à 220 de WIF1 humaine (NP_009122.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q9Y5W5
Poids moléculaire	42 kDa
Expédition	Sac réfrigérant