


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Wif1 Pour Wb, Elisa - Q9Y5W5

Numéro d'article: CM0010333



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le WIF1 humain, validé pour WB et ELISA. Reconnaît le WIF1 humain, murin et de rat. Idéal pour les études d'inhibition de la signalisation Wnt. Immunogène : peptide synthétique correspondant aux acides aminés 280-379 du WIF1 humain (UniProt Q9Y5W5).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-WIF1
Remarques/Alias	WIF-1 ; WIF1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	11197
GeneID	11197
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 280 et 379 du WIF1 humain (Q9Y5W5).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y5W5
Poids protéique	42 kDa
Expédition	Sac de glace