


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Wif1 Pour Wb, If-P, Elisa - Q9Y5W5

Numéro d'article: CM0007194



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la WIF1 humaine, validé pour WB, IF-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Cible le facteur inhibiteur Wnt 1, un antagoniste sécrété de la signalisation WNT. Idéal pour la recherche sur le développement et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	WIF1 Rabbit mAb
Remarques / Alias	WIF-1; WIF1
Espèce	Humain
ID du gène	11197
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29 à 379 de la WIF1 humaine (NP_009122.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris
SWISS	Q9Y5W5
Poids de la protéine	42 kDa
Expédition	Sac de glace