


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Wif1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y5W5

Numéro d'article: CM0028753



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin fiable contre le WIF1 humain (facteur inhibiteur de Wnt 1) pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat ; idéal pour les études de signalisation Wnt.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	WIF1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	WIF-1 ; WIF1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	11197
GeneID	11197
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 307-377 du WIF1 humain (NP_009122.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y5W5
Poids protéique	42 kDa
Expédition	Sac de glace