

Anticorps Polyclonal Anti-Wipf1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O43516

Numéro d'article: CM0023256



Introduction

WIPF1 Lapin pAb validé pour WB, IHC-P, ELISA.
Reconnaît le WIPF1 humain, murin, rat.
Immunogène recombinant des aa 400-500.
Idéal pour la recherche sur le cytosquelette d'actine et l'immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	WIPF1 Lapin pAb
Remarques/Alias	WIP ; WAS2 ; PRPL-2 ; WASPIP ; WIPF1
Espèce	Humain
GeneID	7456 (humain)
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43516
Poids protéique	51 kDa
Expédition	Sac de glace